

UNA LINEA COMPLETA DI TUTORI ELASTICI

QUELLA SOTTILE PAURA CHE CI RESTA ADDOSSO

Dopo una distorsione, uno stiramento, una tendinite, resta spesso la paura.

Paura di fare un movimento falso e di subire un'altra volta lo stesso trauma.

ORTHOSELF È LA LINEA DI TUTORI PROGETTATA PER FARCI RITROVARE FIDUCIA E SICUREZZA.

A CHI È DEDICATA

A tutti coloro che sentono di avere una fragilità congenita o post-traumatica.

Agli sportivi che rilevano qualche asimmetria, dovuta a una fragilità congenita o post-traumatica.

Alle persone anziane che hanno perso la sicurezza nel movimento



L'AZIONE DEI SOMATOCETTORI

I RECETTORI Somatosensoriali

Muscoli, articolazioni, tendini e pelle sono disseminati di Somatorecettori che mandano al cervello informazioni su posizione del corpo, temperatura, contatto con altre superfici eccetera. In base a quello che riceve, il cervello rimanda degli output apportando, se necessario, delle correzioni per mantenere l'equilibrio, il comfort e l'assenza di dolore.

COSA SUCCEDE DOPO UNA LESIONE O UN TRAUMA

Prendiamo per esempio il recupero dopo una contrattura al polpaccio: l'arto lancerà al cervello input di alterato funzionamento e il cervello risponderà di "risparmiarlo", addossando più lavoro all'altra gamba che, col tempo, ne risentirà. Questo circolo vizioso va interrotto.



COMPRESSIONE MIRATA PER UN PIACEVOLE SOSTEGNO

COME È FATTA

I tutori hanno una struttura tubolare, anatomica ed elastica. Sono realizzati in uno speciale filato che genera una compressione medio-alta e ben distribuita, leggermente più accentuata (colore grigio) dove è più necessaria. Molto confortevoli e traspiranti, aderiscono perfettamente al corpo mantenendo elevato il livello di comfort.

COME AGISCE

I tutori esercitano una compressione mirata che stimola favorevolmente i somatorecettori, affinché inviino al cervello gli input corretti e la postura fisiologica possa essere ristabilita. Favoriscono la circolazione e dunque il riassorbimento degli edemi, vigilano sulla temperatura corporea. Chi li indossa percepisce una piacevole sensazione di sostegno e sarà incoraggiato a muovere quel distretto con maggiore sicurezza.



EPI-<u>\$32</u>

GOMITIERA SEMPLICE

✓ DOLORE CRONICO, DA BORSITE O TENDINITE

- Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- Traspirante
- Capacità compressiva medio-alta
- Bordi confortevoli
- Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19032

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Ambidestro / *Circonferenza prossimale avambraccio





MANU-**519**

POLSIERA SEMPLICE

- **✓ POSTUMI DEI TRAUMI DISTORSIVI**DEL POLSO
- ✓ TENDINITI E TENOSINOVITI
- **✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE E**INFIAMMATORIE DEL POLSO
- Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- Alloggiamento per il pollice
- Traspirante
- Capacità compressiva medio-alta
- Bordi confortevoli
- Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19019

Taglia	XS	S	М	L	XL
Circonf. cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Ambidestro / *Circonferenza polso





MIO-533

COSCIALE

- ✓ CONTRATTURE E DISTRAZIONI MUSCOLARI DELLA COSCIA
- ✓ COADIUVANTE NELLA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA POST-TRAUMATICA
- Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- Traspirante
- Capacità compressiva medio-alta
- Bordi confortevoli
- Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19033

Taglia	s	М	L	XL	XXL
Circonf. cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Ambidestro / *Circonferenza centro coscia





GENU-S60

GINOCCHIERA SEMPLICE

- **✓ GONALGIE DOVUTE**A CONTUSIONI
- **✓ INIZIALI STATI ARTROSICI**
- ✓ TENDINITI
- Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- Inserto superiore in silicone antiscivolo
- Traspirante
- Capacità compressiva medio-alta
- Bordi confortevoli
- Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19060

Taglia	XS	s	М	L	XL	XXL
Circonf. cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Ambidestro / *Circonferenza coscia+15 cm sopra alla rotula





MIO-**S**34

SUPPORTO PER POLPACCIO

- CONTRATTURE E DISTRAZIONI MUSCOLARI DEL POLPACCIO
- ✓ COADIUVANTE NELLA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA POST-TRAUMATICA
- Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- Traspirante
- Capacità compressiva medio-alta
- Bordi confortevoli
- Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19034

Taglia	S	M	L	XL
Circonf. cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

Ambidestro / *Circonferenza polpaccio





MALLEO-S37

CAVIGLIERA

- **✓** CONTUSIONI
- TENDINOPATIE DEL COLLO DEL PIEDE E DEI PERONEI
- Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- Trama speciale al tallone per una maggiore resistenza
- Traspirante
- Capacità compressiva medio-alta
- Bordi confortevoli
- Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19037

 Taglia
 XS
 S
 M
 L
 XL

 Circonf. cm*
 19/21
 21/24
 24/27
 27/30
 30/33

Ambidestro / *Circonferenza caviglia









Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

 $in fo@orthoservice.de \cdot www.orthoservice.de \\$

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, $7 \cdot I$ -20121 Milano (MI) \cdot Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34 info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



