Indicazioni

- Prevenzione dell'ulcera da pressione e tutte le casistiche di ulcera da pressione del tallone o ferita traumatica/post chirurgica del tallone, anche per pazienti ad alto rischio con due o tre delle seguenti caratteristiche cliniche:
- punteggio 18 o meno della scala Braden
- prolungata immobilizzazione
- · diabete con o senza neuropatia

VANTAGGI

- Leggero
- Latex-free
- Lavabile ed igienizzabile

EVIDENZE CLINICHE

Simulation and Discussion of the Microclimate in Heel Protector Boots Evan Call, MS, CSM; Craig Oberg, PhD; Brian Bill, BS Microbiology; Chad Mclean Weber State University Poster presented at SAWC Fall, 2013

An RCT to Determine the Effect of a Heel Elevation Device in Pressure Ulcer **Prevention Post-Hip Fracture**

Jeanne Donnelly, PhD, Bsc(hons), MCGI, RGN, ONC; J. Winder PhD, Csci, MIPEM; W.G. Kernohan, PhD, BSc CPhys; M. Stevenson. Published in Journal of Wound Care, July 2011

A Comparison Between the Use of Intravenous Bags and the Heelift Suspension Boot to Prevent Pressure Ulcers Isabel Bales, RN/BSN/CWOCN Published in Advances in Skin and Wound Care, March 2012

heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone

MODELLO	Taglia	Circonferenza del polpaccio presa a 23 cm da terra	Codice	
Heelift Classic Smooth Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL9041	
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL9164	
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL7702	
Heelift Classic Convoluted Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL7603	
Heelift Classic Convoluted interior	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL9348	
Heelift Glide Smooth Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL6477	
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL6279	
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL6460	
Heelift Glide Convoluted Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL6484	
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL6453	
	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL5500	
Heelift Glide Ultra	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL5203	
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL5401	
Heelift AFO Smooth Interior	Universale	-	PR5-HL8105	
Heelift AFO Convoluted Interiors	Universale	-	PR5-HL8204	
Heelift AFO Ultra	Universale	-	PR5-HL5302	
Heelift Traction	Universale	-	PR5-HL9321	
OPTION: Anti-Rotation Wedge	Universale	-	PR5-HL9898	















Circonferenza polpaccio presa a 23 cm da terra

Walgreen Health Solutions, LLC
1316 Sherman Avenue · Evaston, IL 60201
Phone: (847) 328-9540
Email: info@walgreenhealthsolutions.com
www.walgreenhealthsolutions.com

Distribuito da: RO+TEN S.r.l. Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

erativa e amministrativa: asina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia 9 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34



heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone



Perché heelift

- · Garantisce lo scarico del tallone
- Favorisce la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone
- Il piede rimane nella corretta posizione
- Molto rapido da applicare per il personale sanitario
- Tutore brevettato e validato da evidenze cliniche

Disponibile in 3 versioni








Heelift Glide



Heelift AFO
Con sistema rigido
posteriore di protezione

MATERIALE INTERNO IN SCHIUMA POLIURETANICA A CELLULA APERTA, TRASPIRANTE



Smoot



Convoluted



Ultra

Disponibile in tre finiture:

- SMOOTH Il materiale liscio è stato sviluppato per i pazienti con pelle sensibile e aiuta a prevenire la formazione di edemi. Studiata per i pazienti diabetici.
- **CONVOLUTED** Le trama ad onda favorisce una circolazione ottimale dell'aria e un piacevole effetto rinfrescante.
- ULTRA Con fodera interna.

Caratteristiche



ventilazione

Materiale esterno resistente



Supporto rigido posteriore interno e materiale esterno studiato per scivolare sulle lenzuola e sul letto



Supporto di sospensione del tallone







Tante varianti, molteplici possibilità

CARATTERISTICHE +	HEELIFT CLASSIC		HEELIFT GLIDE			HEELIFT AFO		
	Smooth	Convoluted	Smooth	Convoluted	Ultra	Smooth	Convoluted	Ultra
Supporto di sospensione del tallone	•	•	•	•	•	•	•	•
Apertura per l'ispezione del tallone	•	•	•	•	•	•	•	•
Materiale esterno resistente			•	•	•	•	•	•
Fori di ventilazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporto in nylon	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione per le dita			•	•	•	•	•	•
Morbidi cinturini di chiusura	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinturino per l'avampiede			•	•	•	•	•	•
Supporto semirigido posteriore						•	•	•
Materiale interno liscio	•		•			•		
Materiale interno onda		•		•			•	
Fodera interna					•			•



elift Traction



OPTION: Anti-Rotation Wedge